

PROCÉDURE D'HYGIÈNE

Voici quelques mesures d'hygiène,
merci de les respecter.



POUR LE PATIENT

- ▶ **Se laver les mains** à l'aide d'une solution hydroalcoolique.
- ▶ **Porter une charlotte** sous le casque et un **masque de protection**.



POUR L'ÉQUIPE RÉFÉRENTE

- ▶ Mettre en permanence à **disposition une solution hydroalcoolique**.
- ▶ Mettre **une poubelle à disposition près de la borne**.
- ▶ **Nettoyer le micro du casque** avant chaque utilisation.
- ▶ **Nettoyer tout le matériel** avec une lingette.

A



Otoscope

D



Dermatoscope

Désinfecter les extrémitées du dermatoscope et renouveler les embouts de l'otoscope après chaque utilisation.

L'embout transparent du dermatoscope ne se retire pas !

B



Stéthoscope

C



Tensiomètre

E



Oxymètre

F



Thermomètre

Désinfecter à l'aide d'une lingette nettoyante après chaque utilisation.



**Ensemble respectons les gestes barrières
et limitons la propagation du virus !**

